


# 抗原キット (MBL) GLINE-2019-nCoV Ag(1箱あたり1回分)

取扱説明書(操作ガイド) <https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00424634/torisetu.pdf>

有効期間の延長について(製品情報のホームページ) [https://www.mbl.co.jp/products/ivd/GLINE-2019-nCoV\\_Ag\\_Kit.html](https://www.mbl.co.jp/products/ivd/GLINE-2019-nCoV_Ag_Kit.html)



1 箱に 1 回分の検査物品が入っています

①外箱(表)  
:使用期限記載あり  
有効期間が延長されているため、要注意

- ②外箱(裏)
- ③抽出液入りチューブ
- ④反応カセット
- ⑤添付文書
- ⑥廃棄用袋
- ⑦鼻腔スワブ